

### Termopares para Autoclave Autobond

#### Termopar Isolado Ultra Prêmio Tipo T Autobond



A Kaye tem o prazer de anunciar o novo Termopar Ultra Prêmio Autobond. O cabo Autobond foi projetado para eliminar vazamento de água ou vapor através do termopar padrão de Teflon. O Autobond elimina o invólucro transparente de Teflon que é onde 90% da umidade costuma caminhar e também cria um molde nos fios internos que elimina qualquer bolsa de ar, onde a umidade poderia vazar.

#### Benefícios:

- Não há mais necessidade de cortes de gotejamento ou lidar com poças de água
- Prolonga a vida da sonda devido à redução da umidade e oxidação dos fios
- Elimina o risco de ter umidade no seu Validador e enferrujar a SIM ou danificar a eletrônica
- Diâmetro menor, mais fácil de lidar e mais T/C dentro do banho de temperatura
- A Qualidade Ultra Prêmio promove o mesmo nível de precisão e uniformidade
- Compatível com as SIMs, Flanges e Insertes dos banhos de temperatura existentes

O Termopar Ultra Prêmio Autobond possui a mesma precisão e uniformidade do Termopar Kaye Ultra Prêmio já conhecido. Vem com duas opções de diâmetros, 22AWG 7 fios e 26 AWG 7 fios. Esse novo cabo pode ser usado em outras aplicações, dentro da faixa de temperatura de -196°C até 200°C.

**Teste nosso Termopar Ultra Prêmio Autobond e diga Adeus para os seus problemas de termopar vazando !!**



#### Aplicações

- Autoclave
- Autoclave Raining
- SIP (Steam in Place)

#### Especificação Técnica

- Ponta do Termopar com diâmetro de 1.8 mm ou 2.6 mm
- Faixa de temperature de -196°C até 200°C
- Precisão de 0.25°C @ 121°C
- Ideal para aplicações úmidas
- Uso contínuo até 200°C com pequenos picos de 250°C
- Disponível em dois diâmetros
- Disponível também com Etiquetas
- Comprimento padrão de 6-8-10-12 m (EMEA)
- Comprimento padrão de 30-35-40-45-50 feet (US)

# Informações para Pedido

Código	Descrição
AL-7ST1WY-20	AUTOBOND Teflon Probe 7-strand 1" Tip 20 ft 22AWG incl. Label (6 meter)
AL-7ST1WY-25	AUTOBOND Teflon Probe 7-strand 1" Tip 25 ft 22AWG incl. Label
AL-7ST1WY-27	AUTOBOND Teflon Probe 7-strand 1" Tip 27 ft 22AWG incl. Label (8 meter)
AL-7ST1WY-30	AUTOBOND Teflon Probe 7-strand 1" Tip 30 ft 22AWG incl. Label
AL-7ST1WY-33	AUTOBOND Teflon Probe 7-strand 1" Tip 33 ft 22AWG incl. Label (10 meter)
AL-7ST1WY-40	AUTOBOND Teflon Probe 7-strand 1" Tip 40 ft 22AWG incl. Label (12 meter)
AL-7ST1WY-50	AUTOBOND Teflon Probe 7-strand 1" Tip 50 ft 22AWG incl. Label
AS-7ST1WY-20	AUTOBOND Teflon Probe 7-strand 1" Tip 20 ft 26AWG incl. Label (6 meter)
AS-7ST1WY-25	AUTOBOND Teflon Probe 7-strand 1" Tip 25 ft 26AWG incl. Label
AS-7ST1WY-27	AUTOBOND Teflon Probe 7-strand 1" Tip 27 ft 26AWG incl. Label (8 meter)
AS-7ST1WY-30	AUTOBOND Teflon Probe 7-strand 1" Tip 30 ft 26AWG incl. Label
AS-7ST1WY-33	AUTOBOND Teflon Probe 7-strand 1" Tip 33 ft 26AWG incl. Label (10 meter)
AS-7ST1WY-40	AUTOBOND Teflon Probe 7-strand 1" Tip 40 ft 26AWG incl. Label (12 meter)
AS-7ST1WY-50	AUTOBOND Teflon Probe 7-strand 1" Tip 50 ft 26AWG incl. Label
K0259-1	AUTOBOND 22 AWG Ultra Premium 7-strand wire in 1000 ft spool
K0259-2	AUTOBOND 22 AWG Ultra Premium 7-strand wire in 2000 ft spool
K0263-1	AUTOBOND 26 AWG Ultra Premium 7-strand wire in 1000 ft spool
K0263-2	AUTOBOND 26 AWG Ultra Premium 7-strand wire in 2000 ft spool