

Software Validator[®] AVS 2.0

PRECISÃO E EFICIÊNCIA COM RELATÓRIOS SUPERIORES
E GERENCIAMENTO SIMPLIFICADO DE USUÁRIOS




No atual cenário digital em rápida evolução, onde as empresas Farmacêuticas e de Biotecnologia dependem de dados precisos e confiáveis, é essencial que os relatórios sejam simplificados e flexíveis. Com a introdução da sua mais recente versão de software 2.0 para o Validador AVS, a Kaye orgulhosamente apresenta uma ferramenta de relatório significativamente aprimorada com recursos simplificados de Gerenciamento de Usuários. A inclusão do suporte ao Active Directory na versão 2.0, simplifica as tarefas

administrativas, aumenta a segurança e melhora a eficiência, fornecendo uma plataforma centralizada para gerenciar a autenticação de usuários e o controle de acesso. Além disso, o novo software não apenas aprimora os recursos do software, mas também permite a conectividade com o renomado banho de calibração Kaye CTR-25. O banho líquido CTR-25 oferece um volume de 2,5 litros, uma faixa de temperatura de -25°C a 140°C e tem uma estabilidade excepcional de mais de 0,01°C.


RECURSOS:

- Adicionado Active Directory*
- Tipos de usuários personalizados
- Novos privilégios de usuário adicionados (Criar, editar e excluir, divisão das funções de administrador)
- Nova ferramenta de relatório comum integrada (CRT)
 - Truncamento de estudos grandes para permitir relatórios gráficos
 - Rastreabilidade entre estudos de qualificação e calibrações de sensores correspondentes
 - Aprimoramentos no relatório de Aprovação e Reaprovação


- Relatório de planilha adicional
- Relatório de trilha de auditoria adicional
- Geração de relatórios paralelos com um clique
- Os relatórios de auditoria e gráficos gerados podem ser visualizados em Painel de relatórios
- Sincronização de dados aprimorada
- Fluxo de trabalho "Change console time" modificado para melhorar a sincronização manual de horário
- Melhoria de desempenho durante o carregamento de ativos e navegação entre diferentes telas
- Suporte do banho de calibração CTR-25




Nova interface do Mark Cycles com fluxo de trabalho aprimorado



Gere todos os relatórios necessários com um clique, incluindo dados de trilha de auditoria



Rastreabilidade aprimorada entre a calibração do sensor



A Sync Tool é executada consistentemente como um serviço em segundo plano

Kaye Contato do representante:

Solicite uma demonstração:

EUROPA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA Y ASIA
 Amphenol Advanced Sensors Germany GmbH
 Dinsheimer Strasse 6
 D-75179 Pforzheim
T: +49 (0) 7231-14 335 0
F: +49 (0) 7231-14335 29
Email: kaye@amphenol-sensors.com

USA / AMERICAS
 Amphenol Thermometrics, Inc.
 967 Windfall Road
 St. Marys, PA 15857
T: +1(814) 834-9140
F: +1(814) 781-7969
Email: kaye-us@amphenol-sensors.com

INDIA
 Amphenol Interconnect India Pvt Ltd.
 Plot no. 6, Survey No.64 | Software Units layout
 MAHAVEER TECHNO PARK
 Hitech City, Madhapur | Hyderabad,
 Telangana – 500081 | **T:** +91 40 33147100
Email: kaye-india@amphenol-sensors.com

CHINA
 Amphenol (Changzhou) Connector
 Systems Co., Ltd, Building 10,
 Jintong Industrial Park, No. 8 Xihu Road,
 Wujin High-Tech Development Zone,
 Changzhou, Jiangsu 213164
T: 0086-519-83055197



Garantia e isenção de responsabilidade: as informações mencionadas nos documentos são baseadas em nossos testes, conhecimento e experiência atuais. Devido ao efeito de possíveis influências em uma aplicação do produto, elas não isentam o usuário de seus próprios testes, verificações e ensaios. Uma garantia de certas propriedades ou uma garantia de adequação do produto a uma aplicação específica, especialmente permanente, não pode ser derivada de nossos dados. Portanto, a responsabilidade é excluída até o limite permitido por lei. Quaisquer direitos de propriedade de terceiros, bem como as leis e regulamentos existentes devem ser observados pelo destinatário do produto sob sua própria responsabilidade.
 © 2023 Amphenol Corporation. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Outros nomes de empresas e produtos usados neste documento são marcas registradas ou marcas comerciais de seus respectivos proprietários.